

Mer tid för Omsorgen

sensio



UTBILDNING FÖR VÅRDPERSONAL

Trygghetsskapande teknik

PERSONALROLLER

ADMINISTRATÖRER OCH OMSORGSPERSONAL




TVÅ OLIKA ROLLER

Administratörerna

jobbar i webbgränssnittet

Välfärdsportalen:

- Skapa nya användare
- Lägga till/ta bort och administrera larmtillbehör
- Ta fram rapporter/händelseloggar



Omsorgspersonalen jobbar i appen **Sensio Pocket**

- Ta emot larm
- Kvittera larm
- Göra digital tillsyn
- Närvaromarkera sig




APPEN POCKET

APP FÖR LARMMOTTAGANDE




Olle Omsorgspersonal




FÖRSTA INLOGGNINGEN

sensio

- Klicka på "Har du glömt ditt lösenord"
- Skriv in din jobbmejladress




Olle Omsorgspersonal




ATT LOGGA IN

sensio

- Inloggning med e-post och lösenord
- Välj din roll (avdelning/grupp)
- Du får endast larm från den avdelning/grupp som du är inloggad på



Olle Omsorgspersonal





MENYN

sensio

Här ser man en översikt
över de funktioner som finns
i appen:

- Översikt
- Larmhistorik
- Brukare
- Personal






LARMÖVERSIKT

- Automatisk filtrering av viktiga händelser (äldst larm = högst upp i varje färgkategori)
- Tidpunkt för larmen
- Detaljerad information (om brukaren och vilken utrustning som har utlöst larmet).




Personal
har markerat
att de är
«på väg»




DETALJERAD INFORMATION OM ETT LARM

- Vilken **typ** av larm.
- **Tid** sedan larmet inkommit.
- Vilken **bostad/brukare** larmet inkommit från.
- Vilken zon bostaden tillhör (**avdelning**).
- Besvara larmet genom att trycka på **väg**, alternativt ser om en kollega redan **besvarat** larmet.
- **Avvisa larm**, återgår till larmöversikt.




Olle Omsorgspersonal




BESVARA ETT LARM

sensio




Här markerar du om du är «på väg».



En bock om en kollega har markerat att den är «på väg».

Olle Omsorgspersonal



NÄRVAROMARKERING


sensio

Glöm inte att **närvaromarkera dig** vid besök i brukarens bostad.


Du kan närvaromarkera dig:

- Via **NFC-tag**
- I Sensio Pocket

Under tiden det finns en **aktiv närvaromarkering** i bostaden, **presenteras ej** larmen i Sensio Pocket. Enda **undantaget** är **assistanslarm** och **nödanrop**.



Olle Omsorgspersonal



NÄRVAROMARKERING VIA NFC-TAGG

sensio


1. Lås upp telefonen och håll telefonens NFC-läsare över Sensio-taggen.
2. En lyckad närvaromarkering utlöser vibrationer och ett bekräftelsemeddelande.
3. Ta bort din närvaro genom att hålla telefonen över Sensio-taggen och tryck på "UT" på telefonen.

**OBS! Under tiden man är närvaromarkerad
går inte alla larm**






Olle Omsorgspersonal




STÄLL IN OTILLGÄNGLIGHET


sensio



- En anställd kan välja att göra sig otillgänglig under en **viss tidsperiod**.
- Under tiden du är otillgänglig kommer du endast erhålla **kritiska larm** (röda larm).
- Används främst när en personal håller rast för att inte behöva logga ut och in i appen vid rast.



AVVISA LARM



- Har du inte möjlighet att hantera larmet kan **du avvisa** larmet, så att det **eskaleras** till nästa tillgängliga mottagare.
- Detta görs genom att trycka på larmet och sedan välja **"Avvisa larm"**.



BEHÖVER DU HJÄLP?

Kontakta **administratörerna/superanvändarna**
som i sin tur sköter kontakt med Sensio vid behov



TACK!

Frågor?